

ALLERGIES AUX ACARIENS :

LE LABORATOIRE STALLERGENES PROPOSE UNE HOUSSE DE QUALITE MEDICALE, DOM'HOUS, POUR REDUIRE LES SYMPTOMES ALLERGIQUES DUS AUX ACARIENS.

La vie des Acariens...

Les acariens sont les principaux acteurs des pathologies allergiques respiratoires (rhinite et asthme). Selon les pays jusqu'à 50% des patients allergiques sont concernés et jusqu'à 80% des enfants asthmatiques.

Comme ils se nourrissent de squames (peaux mortes) humaines ou animales, de cheveux, de poils, de plumes, de débris d'ongles, de débris alimentaires, de moisissures... **les acariens affectionnent particulièrement les milieux humides et chauds** (entre 22 et 25°C). Ils élisent donc le plus souvent domicile dans la literie. **Il y a environ 2 millions d'acariens dans un matelas !**

Dom'HouS, une housse de qualité médicale, une barrière efficace pour éviter tout contact avec les acariens !

100% efficace et confortable, Dom'HouS est une housse de qualité médicale garantie et validée scientifiquement.

Efficace

Le tissu dont elle est composée, est de haute technologie enduction directe et finitions (coutures doublées) étudié pour **stopper le passage des acariens et de leurs déchets** (particules arrêtées jusqu'à 1 µg). Garantie 10 ans, la qualité est validée par des tests d'efficacité et de perméabilité à la vapeur d'eau :

* Institut textile de France : mention très bien

* Institut médical pour l'hygiène et l'environnement de Düsseldorf : mention très bien

Confortable

Comparable à un drap, le tissu permet une perméabilité prouvée à la vapeur d'eau afin de garantir le confort maximal (pas d'augmentation de transpiration du fait de l'enduction) et éviter les risques de moisissure du matelas. Il est non bruyant et sans odeur.

Son entretien est facile et compatible avec l'objectif de destruction des acariens et de leurs allergènes : 2 lavages par an à 60°C

Pratique

La gamme de housses existe pour les matelas, couettes, oreillers, traversins (19 références) de l'enfant à l'adulte.

Les coutures sont solides et l'ouverture est zippée sur 3 côtés, ce qui en facilite la manipulation.

Il est prouvé scientifiquement que l'utilisation constante de housses anti-acariens diminue les symptômes nocturnes liés à l'allergie aux acariens.

Dom'Hous est vendu par correspondance, toutes les informations au service Dom'Hous information au 01.55.59.20.60 de 8h30 à 18h (sauf le WE)
Prix Public Indicatif : entre 14 € et 120 €

2 étapes incontournables pour lutter contre les acariens

1- L'éviction

Le but de l'éviction est de diminuer le plus possible l'exposition aux acariens pour réduire ou faire disparaître les symptômes.

Quelques astuces pour éviter les acariens

- Modérer la température de la chambre (18-19°C maximum) et l'aérer régulièrement (au moins 30 minutes tous les jours même quand il fait froid dehors)
 - Diminuer l'humidité des pièces
 - Faire disparaître les objets rembourrés non lavables à 60°C (peluches, coussins) et les "nids à poussière" (rideaux, tapis)
 - Dépoussiérer les meubles et passer l'aspirateur fréquemment
-

2- La désensibilisation aux acariens

La rhinite perannuelle aux acariens se traduit souvent par une obstruction nasale et des symptômes nocturnes altérant la qualité de vie des patients. La pharmacothérapie traditionnelle ne soulage que partiellement et momentanément.

Les allergologues associent traitements symptomatiques et traitement de fond (**la désensibilisation**), afin de soulager les symptômes tout en traitant la cause de l'allergie.

La désensibilisation consiste à réhabituer progressivement l'organisme aux allergènes responsables de la maladie allergique en lui administrant des doses croissantes d'extraits allergéniques.

Elle existe sous deux formes : injectable et sublinguale (gouttes).

La désensibilisation est le seul traitement capable de modifier l'histoire naturelle de la maladie allergique selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Efficacité de la désensibilisation aux acariens : 50 à 60% !

Pour en savoir plus sur l'allergie et la désensibilisation :

<http://www.desensibilisation.net>

Tél : 01 55 59 21 89

Contacts presse :

**Inès Hammer (Responsable communication): 01 55 59 20 96 /
ihammer@stallergenes.fr**

**Maryline Poyo (Chargée de communication) : 01 55 59 23 18 /
mpoyo@stallergenes.fr**

[Fermer](#)